



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 82.1184.500 |
| Artikelbeschreibung | Petrischale, (ØxH): 150 x 20 mm, Material: PS, transparent, mit Entlüftungsnocken, steril, 10 Stück/Schlauchbeutel |

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------|-------|
| Minimale Temperatur | 0 °C |
| Maximale Temperatur | 80 °C |
| Entlüftungsnocken | ja |

Maße

| | |
|--------------------|--------|
| Volumen max | 275 ml |
| Durchmesser | 150 mm |
| Höhe des Produktes | 20 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Petrischale, 150 x 20 mm, transparent, mit
Entlüftungsnocken

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Latexfrei ja
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Gammabestrahlung
Sicherheitsdatenblatt nein
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 100
Kleinste Unterverpackung Schlauchbeutel
Stück pro Innenkarton 10
Stück pro Umkarton 100
Stück pro Palette 1800
Tiefe des Umkartons 438 mm
Breite des Umkartons 324 mm
Höhe des Umkartons 540 mm
Volumen des Umkartons 0,0766 cbm
Gewicht des Produktes 0,0524 kg
Gewicht des Umkartons 6,81 kg
EAN des Innenkartons 4038917347860
EAN des Umkartons 4038917347853

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-05

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT