



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	82.1194.500
Artikelbeschreibung	Petrischale, (ØxH): 60 x 15 mm, Material: PS, transparent, mit Entlüftungsnocken, steril, 20 Stück/Schlauchbeutel

Produkteigenschaften

Minimale Temperatur	0 °C
Maximale Temperatur	80 °C
Entlüftungsnocken	ja

Maße

Volumen max	30 ml
Durchmesser	60 mm
Höhe des Produktes	15 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Petrischale, 60 x 15 mm, transparent, mit
Entlüftungsnocken

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Latexfrei ja
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Gammabestrahlung
Sicherheitsdatenblatt nein
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Schlauchbeutel
Stück pro Innenkarton 20
Stück pro Umkarton 500
Stück pro Palette 12000
Tiefe des Umkartons 317 mm
Breite des Umkartons 317 mm
Höhe des Umkartons 365 mm
Volumen des Umkartons 0,0367 cbm
Gewicht des Produktes 0,0074 kg
Gewicht des Umkartons 4,49 kg
EAN des Innenkartons 4038917347891
EAN des Umkartons 4038917347884

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT