



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	82.1472
Artikelbeschreibung	Petrischale, (ØxH): 92 x 16 mm, Material: PS, transparent, ohne Entlüftungsnocken, 20 Stück/Schlauchbeutel

### **Produkteigenschaften**

Minimale Temperatur	0 °C
Maximale Temperatur	80 °C
Entlüftungsnocken	nein

### **Maße**

Volumen max	80 ml
Durchmesser	92 mm
Höhe des Produktes	16 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Latexfrei	ja
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	480
Kleinste Unterverpackung	Schlauchbeutel
Stück pro Innenkarton	480
Stück pro Umkarton	480
Stück pro Palette	9600
Tiefe des Umkartons	584 mm
Breite des Umkartons	387 mm
Höhe des Umkartons	360 mm
Volumen des Umkartons	0,0814 cbm
Gewicht des Produktes	0,0168 kg
Gewicht des Umkartons	9,18 kg
EAN des Innenkartons	4038917086721
EAN des Umkartons	4038917005258

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

