



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer | 82.1473.001 |
| Artikelbeschreibung | Petrischale, (ØxH): 92 x 16 mm, Material: PS, transparent, mit Entlüftungsnocken, steril, 20 Stück/Schlauchbeutel |

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------|-------|
| Minimale Temperatur | 0 °C |
| Maximale Temperatur | 80 °C |
| Entlüftungsnocken | ja |

Maße

| | |
|--------------------|-------|
| Volumen max | 80 ml |
| Durchmesser | 92 mm |
| Höhe des Produktes | 16 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

| | |
|------------------------|-----------------|
| Material des Produktes | Polystyrol (PS) |
| Farbe des Produktes | transparent |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt IVD |
| Latexfrei | ja |
| Reinheitsstandard | steril |
| Sterilisation | Gammabestrahlung |
| Sicherheitsdatenblatt | nein |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 480 |
| Kleinste Unterverpackung | Schlauchbeutel |
| Stück pro Innenkarton | 480 |
| Stück pro Umkarton | 480 |
| Stück pro Palette | 9600 |
| Tiefe des Umkartons | 584 mm |
| Breite des Umkartons | 387 mm |
| Höhe des Umkartons | 360 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0814 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,016 kg |
| Gewicht des Umkartons | 8,79 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917129329 |
| EAN des Umkartons | 4038917022125 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

