



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	82.9923.422
Artikelbeschreibung	Petrischale, (LxBxH): 100 x 100 x 20 mm, Material: PS, transparent, ohne Entlüftungsnocken, steril, 4 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Minimale Temperatur	0 °C
Maximale Temperatur	80 °C
Entlüftungsnocken	nein

Maße

Volumen max	175 ml
Breite des Produktes	100 mm
Höhe des Produktes	20 mm
Länge des Produktes	100 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Latexfrei	ja
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	160
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	4
Stück pro Umkarton	160
Stück pro Palette	4800
Tiefe des Umkartons	608 mm
Breite des Umkartons	324 mm
Höhe des Umkartons	264 mm
Volumen des Umkartons	0,052 cbm
Gewicht des Produktes	0,0343 kg
Gewicht des Umkartons	6,35 kg
EAN des Innenkartons	4038917154178
EAN des Umkartons	4038917027854

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

