



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	82.9923.427
Artikelbeschreibung	Petrischale, (ØxH): 54,65 x 14,7 mm, Material: PS, transparent, ohne Entlüftungsnocken, steril, 10 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Entlüftungsnocken	nein
-------------------	------

Maße

Durchmesser	54,65 mm
Höhe des Produktes	14,7 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Latexfrei	ja
Reinheitsstandard	steril
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	10
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	40000
Tiefe des Umkartons	604 mm
Breite des Umkartons	264 mm
Höhe des Umkartons	373 mm
Volumen des Umkartons	0,06 cbm
Gewicht des Umkartons	8,2 kg
EAN des Innenkartons	4038917154215
EAN des Umkartons	4038917039789

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

