



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 86.1567.051
Artikelbeschreibung Impfschlinge, Aufnahmevolumen: 1 µl, Material: PS, weiß, steril, 48 Stück/Blister

Maße

Breite des Produktes 4 mm
Länge des Produktes 198 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Gammabestahlung
Chargiert ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	192000
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	960
Stück pro Umkarton	1920
Stück pro Palette	253440
Tiefe des Innenkartons	216 mm
Breite des Innenkartons	161 mm
Höhe des Innenkartons	101 mm
Tiefe des Umkartons	338 mm
Breite des Umkartons	228 mm
Höhe des Umkartons	120 mm
Volumen des Umkartons	0,0092 cbm
Gewicht des Produktes	0,0011 kg
Gewicht des Umkartons	2,53 kg
EAN des Innenkartons	4038917258166
EAN des Umkartons	4038917258159

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

