



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 86.1569.005
Artikelbeschreibung Plattierungsspatel, Material: PS, blau, zum Ausplattieren einer Bakteriensuspension, steril, 4 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Anwendungsbeispiel zum Ausplattieren einer Bakteriensuspension

Maße

Breite des Produktes 40 mm
Länge des Produktes 185 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes blau

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	4
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	33000
Tiefe des Umkartons	438 mm
Breite des Umkartons	268 mm
Höhe des Umkartons	155 mm
Volumen des Umkartons	0,0182 cbm
Gewicht des Produktes	0,002 kg
Gewicht des Umkartons	1,7 kg
EAN des Innenkartons	4038917130998
EAN des Umkartons	4038917023566

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

