



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	93.1646
Artikelbeschreibung	DishRack, Höhe: 370 mm, Material: PC, transparent, für 88 Petrischalen mit 92 mm-Ø, 1 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Lagerkapazität	88
----------------	----

### **Maße**

Höhe des Produktes	370 mm
--------------------	--------

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                      kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert                                nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)    1  
Kleinste Unterverpackung        Karton  
Stück pro Innenkarton            1  
Stück pro Umkarton                1  
Stück pro Palette                  108  
Tiefe des Umkartons               383 mm  
Breite des Umkartons              193 mm  
Höhe des Umkartons               190 mm  
Volumen des Umkartons           0,014 cbm  
Gewicht des Produktes            1,086 kg  
Gewicht des Umkartons           1,35 kg  
EAN des Innenkartons            4038917087353  
EAN des Umkartons               4038917030458

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

