



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.1646.003
Artikelbeschreibung	DishRack, Höhe: 370 mm, Material: PC, blau, für 88 Petrischalen mit 92 mm-Ø, 1 Stück/Karton

## Produkteigenschaften

Lagerkapazität	88
----------------	----

## Maße

Höhe des Produktes	370 mm
--------------------	--------

## Material & Farben

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	blau

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**DishRack, Höhe: 370 mm, blau, für 88**  
**Petrischalen mit 92 mm-Ø**

**Seite 2**

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                      kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert                                nein

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)    1  
Kleinste Unterverpackung        Karton  
Stück pro Innenkarton            1  
Stück pro Umkarton                1  
Stück pro Palette                  108  
Tiefe des Umkartons               383 mm  
Breite des Umkartons              193 mm  
Höhe des Umkartons                190 mm  
Volumen des Umkartons            0,014 cbm  
Gewicht des Produktes            0,536 kg  
Gewicht des Umkartons            0,8 kg  
EAN des Innenkartons              4038917132572  
EAN des Umkartons                4038917030489

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**