



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 93.1646.080
Artikelbeschreibung Silikon-Haltelippe, für DishRack 80, Länge: 370 mm,
Material: Silikon, transluzent, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Passend für DishRack 80

Maße

Breite des Produktes 65 mm
Länge des Produktes 370 mm

Material & Farben

Material des Produktes Silikon
Farbe des Produktes transluzent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 30
Stück pro Palette 3240
Tiefe des Umkartons 383 mm
Breite des Umkartons 193 mm
Höhe des Umkartons 190 mm
Volumen des Umkartons 0,014 cbm
Gewicht des Produktes 0,0579 kg
Gewicht des Umkartons 2 kg
EAN des Innenkartons 4038917132596
EAN des Umkartons 4038917040655

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

