



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.1647.001
Artikelbeschreibung	DishRack, Höhe: 240 mm, Material: PC, rot, für 52 Petrischalen mit 92 mm-Ø, 1 Stück/Karton

## Produkteigenschaften

Lagerkapazität	52
----------------	----

## Maße

Höhe des Produktes	240 mm
--------------------	--------

## Material & Farben

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	rot

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                      kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert                                nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)    1  
Kleinste Unterverpackung        Karton  
Stück pro Innenkarton            1  
Stück pro Umkarton                1  
Stück pro Palette                  162  
Tiefe des Umkartons               253 mm  
Breite des Umkartons              193 mm  
Höhe des Umkartons                190 mm  
Volumen des Umkartons            0,0093 cbm  
Gewicht des Produktes            0,617 kg  
Gewicht des Umkartons            0,8 kg  
EAN des Innenkartons              4038917132602  
EAN des Umkartons                4038917030519

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

