



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.1647.002
Artikelbeschreibung	DishRack, Höhe: 240 mm, Material: PC, gelb, für 52 Petrischalen mit 92 mm-Ø, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Lagerkapazität	52
----------------	----

Maße

Höhe des Produktes	240 mm
--------------------	--------

Material & Farben

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	gelb

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
DishRack, Höhe: 240 mm, gelb, für 52
Petrischalen mit 92 mm-Ø

Seite 2

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 1
Stück pro Palette 162
Tiefe des Umkartons 253 mm
Breite des Umkartons 193 mm
Höhe des Umkartons 190 mm
Volumen des Umkartons 0,0093 cbm
Gewicht des Produktes 0,617 kg
Gewicht des Umkartons 0,8 kg
EAN des Innenkartons 4038917132619
EAN des Umkartons 4038917030526

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT