



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	92.180.612
Artikelbeschreibung	Blockrotor, für 40 Röhren bis 11,5 mm Ø, für SARMIX® M 2000, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Passend für	SARMIX® M 2000
Lagerkapazität	40

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	10
Stück pro Palette	10
Tiefe des Umkartons	350 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Blockrotor, für 40 Röhren bis 11,5 mm Ø, für
SARMIX® M 2000

Seite 2

Breite des Umkartons	240 mm
Höhe des Umkartons	150 mm
Volumen des Umkartons	0,0126 cbm
Gewicht des Produktes	0,1509 kg
Gewicht des Umkartons	1,71 kg
EAN des Innenkartons	4038917102001
EAN des Umkartons	4038917075763

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT