



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	92.180.614
Artikelbeschreibung	Blockrotor, für 7 Röhren bis 28 mm Ø, für SARMIX® M 2000, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Passend für	SARMIX® M 2000
Lagerkapazität	7

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	10
Stück pro Palette	10
Volumen des Umkartons	0,0122 cbm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Blockrotor, für 7 Röhren bis 28 mm Ø, für
SARMIX® M 2000

Seite 2

Gewicht des Produktes	0,2009 kg
Gewicht des Umkartons	2,21 kg
EAN des Innenkartons	4038917102025
EAN des Umkartons	4038917075787

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT