



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	92.180.617
Artikelbeschreibung	Blockrotor, für 24 Röhren bis 17 mm Ø (15 ml Röhren), für SARMIX® M 2000, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Passend für	SARMIX® M 2000
Lagerkapazität	24

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	10
Stück pro Palette	10
Volumen des Umkartons	0,0122 cbm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Blockrotor, für 24 Röhren bis 17 mm Ø (15 ml Röhren), für SARMIX® M 2000

Seite 2

Gewicht des Produktes	0,2299 kg
Gewicht des Umkartons	2,31 kg
EAN des Innenkartons	4038917245906
EAN des Umkartons	4038917245890

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT