



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	92.180.618
Artikelbeschreibung	Blockrotor, für 36 Röhren bis 15 mm Ø, für SARMIX® M 2000, 1 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Passend für	SARMIX® M 2000
Lagerkapazität	36

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	10
Stück pro Palette	10
Tiefe des Umkartons	350 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Blockrotor, für 36 Röhren bis 15 mm Ø, für**  
**SARMIX® M 2000**

**Seite 2**

Breite des Umkartons	240 mm
Höhe des Umkartons	150 mm
Volumen des Umkartons	0,0126 cbm
Gewicht des Produktes	0,2108 kg
Gewicht des Umkartons	2,31 kg
EAN des Innenkartons	4038917309561
EAN des Umkartons	4038917309554

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**