



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 92.181.612
Artikelbeschreibung Rotor, für 6 Gefäße, für Röhren Ø 28 mm

Produkteigenschaften

Passend für Röhren Ø 28 mm
Lagerkapazität 6

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 1
Stück pro Palette 40
Volumen des Umkartons 0,0053 cbm
Gewicht des Produktes 1,3595 kg
Gewicht des Umkartons 1,36 kg
EAN des Innenkartons 4038917156271

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Rotor, für 6 Gefäße, für Röhren Ø 28 mm

Seite 2

EAN des Umkartons

4038917156264

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT