



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 95.1992
Artikelbeschreibung PCR-Folie, für PCR-Platten (REF 72.1978/.010, 72.1979/.010/.003/.201/.700, 72.1980/.010/.201/.600/.700, 72.1981/.010) & PCR-Ketten (REF 72.985.002/.092/.992), DNase-/RNase-frei, transparent, geeignet für die qPCR, selbstklebend, Einsatzbereich: -80 - 120 °C, 100 Stück/Box

Produkteigenschaften

Verschlussart Folie
Lichtschutz nein
Passend für PCR-Platten (REF 72.1978/.010, 72.1979/.010/.003/.201/.700, 72.1980/.010/.201/.600/.700, 72.1981/.010) & PCR-Ketten (REF 72.985.002/.092/.992)
Geeignet für die qPCR ja
Minimale Temperatur -80 °C
Maximale Temperatur 120 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Reinheitsstandard DNase-/RNase-frei
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 100
Kleinste Unterverpackung Box
Stück pro Innenkarton 100
Stück pro Umkarton 5000
Stück pro Palette 90000
Tiefe des Innenkartons 90 mm
Breite des Innenkartons 46 mm
Höhe des Innenkartons 170 mm
Tiefe des Umkartons 380 mm
Breite des Umkartons 380 mm
Höhe des Umkartons 380 mm
Volumen des Umkartons 0,0549 cbm
Gewicht des Produktes 0,0036 kg
Gewicht des Umkartons 20 kg
EAN des Innenkartons 4038917940078
EAN des Umkartons 4038917940085

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

