



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.1993
Artikelbeschreibung	PCR-Folie, DNase-/RNase-frei, Material: PL, transparent, geeignet für die qPCR, selbstklebend, Einsatzbereich: -40 - 120 °C, dünnes Material, hohe optische Klarheit, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschlussart	Folie
Lichtschutz	nein
Geeignet für die qPCR	ja
Minimale Temperatur	-40 °C
Maximale Temperatur	120 °C

Maße

Breite des Produktes	80 mm
Länge des Produktes	137 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polyester (PL)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	DNase-/RNase-frei
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1600
Stück pro Palette	192000
Tiefe des Umkartons	216 mm
Breite des Umkartons	216 mm
Höhe des Umkartons	203 mm
Volumen des Umkartons	0,0095 cbm
Gewicht des Produktes	0,002 kg
Gewicht des Umkartons	3,74 kg
EAN des Innenkartons	4038917303569
EAN des Umkartons	4038917388221

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

