



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.1995
Artikelbeschreibung	Aluminium-Folie, DNase-/RNase-frei, Material: Aluminium, Aluminium, selbstklebend, durchstechbar, Einsatzbereich: -70 - 110 °C, durchstechbar, Lichtschutz für Proben, hohe chemische Beständigkeit, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschlussart	Folie
Lichtschutz	ja
Geeignet für die qPCR	nein
Minimale Temperatur	-70 °C
Maximale Temperatur	110 °C

Maße

Breite des Produktes	79 mm
Länge des Produktes	141 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Aluminium
Farbe des Produktes	Aluminium

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	DNase-/RNase-frei
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1200
Stück pro Palette	288000
Volumen des Umkartons	0,0052 cbm
Gewicht des Produktes	0,0026 kg
Gewicht des Umkartons	3,43 kg
EAN des Innenkartons	4038917088121
EAN des Umkartons	4038917044295

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

