



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.1999
Artikelbeschreibung	qPCR-Folie, DNase-/RNase-frei, Material: PO, hochtransparent, geeignet für die qPCR, verkapselter Klebstoff, Einsatzbereich: -70 - 100 °C, hitzesensitiver Kleber, niedrigste Verdunstungsraten, 100 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Verschlussart	Folie
Lichtschutz	nein
Geeignet für die qPCR	ja
Minimale Temperatur	-70 °C
Maximale Temperatur	100 °C

### Maße

Breite des Produktes	77 mm
Länge des Produktes	140 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polyolefin (PO)
Farbe des Produktes	hochtransparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	DNase-/RNase-frei
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1600
Stück pro Palette	192000
Tiefe des Umkartons	173 mm
Breite des Umkartons	135 mm
Höhe des Umkartons	283 mm
Volumen des Umkartons	0,0066 cbm
Gewicht des Produktes	0,0021 kg
Gewicht des Umkartons	3,92 kg
EAN des Innenkartons	4038917303590
EAN des Umkartons	4038917388238

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

