



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.737
Artikelbeschreibung	PCR-Einzelgefäß, 0,2 ml, Biosphere® plus, transparent, Material: PP, mit Anti-Kontaminations-Schild, flacher Verschluss, geeignet für die qPCR, 250 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	flacher Verschluss
Verschlussart	Schnappdeckel
Geeignet für die qPCR	ja
Bodenform	konisch
High- oder Low- Profile	High Profile
Anzahl der Wells	1
Arbeitsvolumen	10 µl - 0,2 ml
Zentrifugation max (RZB)	8000 x g
Zentrifugationstemperatur	22
Zentrifugationszeit	5 Min
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
PCR-Einzelgefäß, 0,2 ml, Biosphere® plus,
transparent, PP, flacher Verschluss

Seite 2

Maße

Nennvolumen	0,2 ml
Volumen max	200 µl
Durchmesser	7,5 mm
Breite des Produktes	7,5 mm
Höhe des Produktes	20,65 mm
Länge des Produktes	21,7 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	Biosphere® plus
Sterilisation	Gassterilisation
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	288000
Tiefe des Innenkartons	189 mm
Breite des Innenkartons	151 mm
Höhe des Innenkartons	97 mm
Tiefe des Umkartons	323 mm
Breite des Umkartons	213 mm
Höhe des Umkartons	145 mm
Volumen des Umkartons	0,01 cbm
Gewicht des Produktes	0,0002 kg
Gewicht des Umkartons	0,72 kg
EAN des Innenkartons	4038917083836
EAN des Umkartons	4038917028370

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-06-30

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT