



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	72.982.002
Artikelbeschreibung	PCR-8er-Kette, bis 100 µl, Low Profile, PCR Performance Tested, transparent, Material: PP, flacher Verschluss, Verschluss beiliegend, geeignet für die qPCR, 125 Stück/Minigripbeutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschluss	flacher Verschluss
Verschlussart	Eindrückstopfen
Geeignet für die qPCR	ja
Bodenform	konisch
High- oder Low- Profile	Low Profile
Anzahl der Wells	8
Arbeitsvolumen	5 µl - 0,1 ml
Zentrifugation max (RZB)	8000 x g
Zentrifugationstemperatur	22
Zentrifugationszeit	5 Min
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Nennvolumen	0,1 ml
Volumen max	100 µl
Breite des Produktes	16,05 mm
Länge des Produktes	76,2 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	125
Kleinste Unterverpackung	Minigripbeutel
Stück pro Innenkarton	125
Stück pro Umkarton	1250
Stück pro Palette	56250
Tiefe des Umkartons	300 mm
Breite des Umkartons	198 mm
Höhe des Umkartons	495 mm
Volumen des Umkartons	0,0294 cbm
Gewicht des Produktes	0,0016 kg
Gewicht des Umkartons	3,18 kg
EAN des Innenkartons	4038917395465
EAN des Umkartons	4038917395458

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

