



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.985
Artikelbeschreibung	PCR-Platte ohne Rand, 12 8er Ketten (72.985.002) vorgesteckt im PCR-Arbeitstray (95.987.002), 96 Well, transparent, High Profile, 200 µl, Biosphere® plus, Material: PP, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Verschlussart	Eindrückstopfen
Ausführung	12 8er Ketten (72.985.002) vorgesteckt im PCR-Arbeitstray (95.987.002)
Geeignet für die qPCR	ja
Bodenform	konisch
Bauform des Plattenrandes	ohne Rand
High- oder Low- Profile	High Profile
Anzahl der Wells	96
Arbeitsvolumen	10 µl - 0,2 ml
Zentrifugation max (RZB)	3000 x g
Zentrifugationstemperatur	22
Zentrifugationszeit	5 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.



Produktspezifikation
PCR-Platte ohne Rand, 96 Well, transparent, High Profile, 200 µl, Biosphere® plus, PP

Seite 2

Autoklavierbar (max. °C) 121 °C

Maße

Nennvolumen 0,2 ml
Volumen max 200 µl
Durchmesser 5,4 mm
Breite des Produktes 79 mm
Höhe des Produktes 20,7 mm
Länge des Produktes 115 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Reinheitsstandard Biosphere® plus
Sterilisation Gassterilisation
Pyrogenfreiheit ja
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 20
Kleinste Unterverpackung Blister
Stück pro Innenkarton 20
Stück pro Umkarton 20
Stück pro Palette 3360
Tiefe des Umkartons 288 mm
Breite des Umkartons 218 mm
Höhe des Umkartons 150 mm
Volumen des Umkartons 0,0094 cbm
Gewicht des Produktes 0,0228 kg
Gewicht des Umkartons 0,76 kg
EAN des Innenkartons 4038917084840
EAN des Umkartons 4038917003612

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT