



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.991.103
Artikelbeschreibung	PCR-8er-Kette, bis 100 µl, Low Profile, PCR Performance Tested, transparent, Material: PP, flacher Verschluss, Verschluss anhängend, geeignet für die qPCR, 12 Stück/Minigripbeutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	flacher Verschluss
Verschlussart	Eindrückstopfen
Geeignet für die qPCR	ja
Bodenform	konisch
High- oder Low- Profile	Low Profile
Anzahl der Wells	8
Arbeitsvolumen	5 µl - 0,1 ml
Zentrifugation max (RZB)	8000 x g
Zentrifugationstemperatur	22
Zentrifugationszeit	5 Min
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Nennvolumen	0,1 ml
Volumen max	100 µl
Durchmesser	6,26 mm
Breite des Produktes	10,6 mm
Höhe des Produktes	15,4 mm
Länge des Produktes	71,6 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	120
Kleinste Unterverpackung	Minigripbeutel
Stück pro Innenkarton	120
Stück pro Umkarton	1200
Stück pro Palette	43200
Tiefe des Umkartons	305 mm
Breite des Umkartons	279 mm
Höhe des Umkartons	305 mm
Volumen des Umkartons	0,026 cbm
Gewicht des Produktes	0,001 kg
Gewicht des Umkartons	2,2 kg
EAN des Innenkartons	4038917231688
EAN des Umkartons	4038917231671

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

