



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.994.992
Artikelbeschreibung	PCR-8er-Kette, High Profile, PCR Performance Tested, rot/grün/blau/violett/gelb, Material: PP, runder Verschluss, Verschluss anhängend, 120 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	runder Verschluss
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	konisch
High- oder Low- Profile	High Profile
Anzahl der Wells	8

### Maße

Nennvolumen	0,2 ml
-------------	--------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**PCR-8er-Kette, PCR Performance Tested,**  
**Farbmix, PP, runder Verschluss**

**Seite 2**

**Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes Farbmix

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Reinheitsstandard PCR Performance Tested  
Chargiert ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1200  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 120  
Stück pro Umkarton 1200  
Stück pro Palette 1200  
Volumen des Umkartons 0,0299 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0031 kg  
Gewicht des Umkartons 4,3 kg  
EAN des Innenkartons 4038917124331  
EAN des Umkartons 4038917080743

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**