



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	65.1998.400
Artikelbeschreibung	PCR-Deckelkette, für PCR-Platten (REF 72.1979.102/.132, 72.1982.202), PCR Performance Tested, Material: PP, transparent, flacher Verschluss, geeignet für die qPCR, 12 Stück/Minigripbeutel

### **Produkteigenschaften**

Verschluss	flacher Verschluss
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	PCR-Platten (REF 72.1979.102/.132, 72.1982.202)
Geeignet für die qPCR	ja
Anzahl der Wells	8
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Breite des Produktes	7,4 mm
Länge des Produktes	80,5 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1200
Kleinste Unterverpackung	Minigripbeutel
Stück pro Innenkarton	300
Stück pro Umkarton	1200
Stück pro Palette	151200
Tiefe des Umkartons	355 mm
Breite des Umkartons	255 mm
Höhe des Umkartons	123 mm
Volumen des Umkartons	0,0111 cbm
Gewicht des Produktes	0,0004 kg
Gewicht des Umkartons	0,69 kg
EAN des Innenkartons	4038917336369
EAN des Umkartons	4038917336352

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

