



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	72.1977.232
Artikelbeschreibung	PCR-Platte ohne Rand, 96 Well, weiß, Low Profile, 100 µl, PCR Performance Tested, Material: PP, optimiert für die qPCR, 20 Stück/Minigripbeutel

### **Produkteigenschaften**

Verschlussart	Folie
Geeignet für die qPCR	ja
Bodenform	konisch
Bauform des Plattenrandes	ohne Rand
High- oder Low- Profile	Low Profile
Anzahl der Wells	96
Arbeitsvolumen	5 µl - 0,1 ml
Zentrifugation max (RZB)	3000 x g
Zentrifugationstemperatur	22
Zentrifugationszeit	5 Min
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Nennvolumen	0,1 ml
Volumen max	100 µl
Breite des Produktes	77,7 mm
Länge des Produktes	117,7 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	weiß

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Minigripbeutel
Stück pro Innenkarton	20
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	5000
Tiefe des Umkartons	137 mm
Breite des Umkartons	137 mm
Höhe des Umkartons	493 mm
Volumen des Umkartons	0,0093 cbm
Gewicht des Produktes	0,0106 kg
Gewicht des Umkartons	1,5 kg
EAN des Innenkartons	4038917405133
EAN des Umkartons	4038917405126

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

