



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	72.1978.010
Artikelbeschreibung	PCR-Platte ohne Rand, 96 Well, weiß, High Profile, 200 µl, PCR Performance Tested, Material: PP, optimiert für die qPCR, 10 Stück/Minigripbeutel

### **Produkteigenschaften**

Verschlussart	Folie
Geeignet für die qPCR	ja
Bodenform	konisch
Bauform des Plattenrandes	ohne Rand
High- oder Low- Profile	High Profile
Anzahl der Wells	96
Arbeitsvolumen	2 µl - 200 µl
Zentrifugation max (RZB)	3000 x g
Zentrifugationstemperatur	22
Zentrifugationszeit	5 Min
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Nennvolumen	0,2 ml
Volumen max	200 µl
Durchmesser	5,51 mm
Breite des Produktes	76 mm
Höhe des Produktes	21 mm
Länge des Produktes	119,9 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	weiß

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Minigripbeutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	5600
Tiefe des Innenkartons	270 mm
Breite des Innenkartons	230 mm
Höhe des Innenkartons	131 mm
Tiefe des Umkartons	282 mm
Breite des Umkartons	280 mm
Höhe des Umkartons	247 mm
Volumen des Umkartons	0,0195 cbm
Gewicht des Produktes	0,0165 kg
Gewicht des Umkartons	2,27 kg
EAN des Innenkartons	4038917557665
EAN des Umkartons	4038917557658

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

