



Produktspezifikation

PCR-Platte Halbrand, 96 Well, weiß, High Profile,
200 µl, PCR Performance Tested, PP

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.1979.010
Artikelbeschreibung	PCR-Platte Halbrand, 96 Well, weiß, High Profile, 200 µl, PCR Performance Tested, Material: PP, optimiert für die qPCR, 10 Stück/Minigripbeutel

Produkteigenschaften

Geeignet für die qPCR	ja
Bodenform	konisch
Bauform des Plattenrandes	Halbrand
High- oder Low- Profile	High Profile
Anzahl der Wells	96
Arbeitsvolumen	10 µl - 200 µl
Zentrifugation max (RZB)	3000 x g
Zentrifugationstemperatur	22
Zentrifugationszeit	5 Min
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Maße

Nennvolumen	0,2 ml
Volumen max	200 µl
Durchmesser	4,95 mm
Breite des Produktes	83,6 mm
Höhe des Produktes	19,33 mm
Länge des Produktes	123,6 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Minigripbeutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	5600
Tiefe des Innenkartons	270 mm
Breite des Innenkartons	230 mm
Höhe des Innenkartons	131 mm
Tiefe des Umkartons	282 mm
Breite des Umkartons	280 mm
Höhe des Umkartons	247 mm
Volumen des Umkartons	0,0195 cbm
Gewicht des Produktes	0,0178 kg
Gewicht des Umkartons	2,4 kg
EAN des Innenkartons	4038917573436
EAN des Umkartons	4038917573429

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

