



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.1980
Artikelbeschreibung	PCR-Platte Vollrand, 96 Well, transparent, Low Profile, 100 µl, PCR Performance Tested, Material: PP, 10 Stück/Minigripbeutel

Produkteigenschaften

Geeignet für die qPCR	ja
Bodenform	konisch
Bauform des Plattenrandes	Vollrand
High- oder Low- Profile	Low Profile
Anzahl der Wells	96
Arbeitsvolumen	5 µl - 0,1 ml
Zentrifugation max (RZB)	3000 x g
Zentrifugationstemperatur	22
Zentrifugationszeit	5 Min
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

PCR-Platte Vollrand, 96 Well, transparent, Low Profile, 100 µl, PCR Performance Tested, PP

Seite 2

Maße

Nennvolumen	0,1 ml
Volumen max	100 µl
Durchmesser	5,5 mm
Breite des Produktes	85,5 mm
Höhe des Produktes	15,5 mm
Länge des Produktes	127,8 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Minigripbeutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	5600
Tiefe des Innenkartons	270 mm
Breite des Innenkartons	230 mm
Höhe des Innenkartons	131 mm
Tiefe des Umkartons	282 mm
Breite des Umkartons	280 mm
Höhe des Umkartons	247 mm
Volumen des Umkartons	0,0195 cbm
Gewicht des Produktes	0,0172 kg
Gewicht des Umkartons	2,34 kg
EAN des Innenkartons	4038917573191
EAN des Umkartons	4038917573184

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT