



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	72.1980.010
Artikelbeschreibung	PCR-Platte Vollrand, 96 Well, weiß, Low Profile, 100 µl, PCR Performance Tested, Material: PP, optimiert für die qPCR, 10 Stück/Minigripbeutel

### **Produkteigenschaften**

Geeignet für die qPCR	ja
Bodenform	konisch
Bauform des Plattenrandes	Vollrand
High- oder Low- Profile	Low Profile
Anzahl der Wells	96
Arbeitsvolumen	5 µl - 100 µl
Zentrifugation max (RZB)	3000 x g
Zentrifugationstemperatur	22
Zentrifugationszeit	5 Min
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Nennvolumen	0,1 ml
Volumen max	100 µl
Durchmesser	5,5 mm
Breite des Produktes	85,5 mm
Höhe des Produktes	15,5 mm
Länge des Produktes	127,8 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	weiß

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Minigripbeutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	5600
Tiefe des Innenkartons	270 mm
Breite des Innenkartons	230 mm
Höhe des Innenkartons	131 mm
Tiefe des Umkartons	282 mm
Breite des Umkartons	280 mm
Höhe des Umkartons	247 mm
Volumen des Umkartons	0,0195 cbm
Gewicht des Produktes	0,0189 kg
Gewicht des Umkartons	2,51 kg
EAN des Innenkartons	4038917573276
EAN des Umkartons	4038917573269

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

