



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.1982.202
Artikelbeschreibung	PCR-Platte Halbrand, für LightCycler® 480, 96 Well, weiß, Low Profile, 100 µl, PCR Performance Tested, Material: PP, optimiert für die qPCR, 25 Stück/Minigripbeutel

### Produkteigenschaften

Verschlussart	Folie
Passend für	LightCycler® 480
Geeignet für die qPCR	ja
Bodenform	konisch
Bauform des Plattenrandes	Halbrand
High- oder Low- Profile	Low Profile
Anzahl der Wells	96
Arbeitsvolumen	5 µl - 0,1 ml
Zentrifugation max (RZB)	3000 x g
Zentrifugationstemperatur	22
Zentrifugationszeit	5 Min
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Nennvolumen	0,1 ml
Volumen max	100 µl
Durchmesser	5,38 mm
Breite des Produktes	85,3 mm
Höhe des Produktes	15,55 mm
Länge des Produktes	127,8 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	weiß

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Minigripbeutel
Stück pro Innenkarton	25
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	7200
Tiefe des Umkartons	278 mm
Breite des Umkartons	208 mm
Höhe des Umkartons	335 mm
Volumen des Umkartons	0,0194 cbm
Gewicht des Produktes	0,017 kg
Gewicht des Umkartons	2,3 kg
EAN des Innenkartons	4038917282017
EAN des Umkartons	4038917282000

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

