



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.987.002
Artikelbeschreibung	PCR-Arbeitstray, Material: PC, transparent, Rastermaß: 12 x 8, passend für 0,1 ml und 0,2 ml PCR-Gefäße, 5 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Passend für	0,1 ml und 0,2 ml PCR-Gefäße
Rastermaß	12 x 8

Maße

Breite des Produktes	79 mm
Länge des Produktes	115 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 5
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 5
Stück pro Umkarton 100
Stück pro Palette 32400
Tiefe des Umkartons 268 mm
Breite des Umkartons 191 mm
Höhe des Umkartons 100 mm
Volumen des Umkartons 0,0051 cbm
Gewicht des Produktes 0,0106 kg
Gewicht des Umkartons 1,25 kg
EAN des Innenkartons 4038917124157
EAN des Umkartons 4038917019118

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

