



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.988
Artikelbeschreibung	Basisstation, Material: PC, transparent, (LxBxH): 128 x 85,5 x 30,4 mm, passend für Arbeitstray 95.987.002 & 0,2 ml PCR-Gefäße, 5 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Passend für	Arbeitstray 95.987.002 & 0,2 ml PCR-Gefäße
-------------	--

Maße

Breite des Produktes	85,5 mm
Höhe des Produktes	30,4 mm
Länge des Produktes	128 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 5
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 5
Stück pro Umkarton 75
Stück pro Palette 3600
Tiefe des Umkartons 598 mm
Breite des Umkartons 398 mm
Höhe des Umkartons 145 mm
Volumen des Umkartons 0,0345 cbm
Gewicht des Produktes 0,0302 kg
Gewicht des Umkartons 2,83 kg
EAN des Innenkartons 4038917084864
EAN des Umkartons 4038917003636

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

