



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	95.988.001
Artikelbeschreibung	Basisstation, Material: PC, rot, (LxBxH): 128 x 85,5 x 30,4 mm, passend für Arbeitstray 95.987.002 & 0,2 ml PCR-Gefäße, 5 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Passend für	Arbeitstray 95.987.002 & 0,2 ml PCR-Gefäße
-------------	--

### **Maße**

Breite des Produktes	85,5 mm
Höhe des Produktes	30,4 mm
Länge des Produktes	128 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	rot

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                      kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert                                nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)    5  
Kleinste Unterverpackung        Karton  
Stück pro Innenkarton            5  
Stück pro Umkarton                75  
Stück pro Palette                 3600  
Tiefe des Umkartons               598 mm  
Breite des Umkartons              398 mm  
Höhe des Umkartons               145 mm  
Volumen des Umkartons          0,0345 cbm  
Gewicht des Produktes            0,0302 kg  
Gewicht des Umkartons          2,83 kg  
EAN des Innenkartons            4038917124164  
EAN des Umkartons                4038917019125

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

