



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 95.988.004 |
| Artikelbeschreibung | Basisstation, Material: PC, gelb, (LxBxH): 128 x 85,5 x 30,4 mm, passend für Arbeitstray 95.987.002 & 0,2 ml PCR-Gefäße, 5 Stück/Karton |

Produkteigenschaften

| | |
|-------------|--|
| Passend für | Arbeitstray 95.987.002 & 0,2 ml PCR-Gefäße |
|-------------|--|

Maße

| | |
|----------------------|---------|
| Breite des Produktes | 85,5 mm |
| Höhe des Produktes | 30,4 mm |
| Länge des Produktes | 128 mm |

Material & Farben

| | |
|------------------------|-------------------|
| Material des Produktes | Polycarbonat (PC) |
| Farbe des Produktes | gelb |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 5
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 5
Stück pro Umkarton 75
Stück pro Palette 3600
Tiefe des Umkartons 598 mm
Breite des Umkartons 398 mm
Höhe des Umkartons 145 mm
Volumen des Umkartons 0,0345 cbm
Gewicht des Produktes 0,0302 kg
Gewicht des Umkartons 2,83 kg
EAN des Innenkartons 4038917124195
EAN des Umkartons 4038917019156

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

