



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	55.1578
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, geeignet für Durchflusszytometer FACSCan, 500 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Durchflusszytometer FACSCan
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	5 ml
Zentrifugation max (RZB)	3000 x g

### **Maße**

Durchmesser	12 mm
Länge des Produktes	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min  
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 2000  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 500  
Stück pro Umkarton 2000  
Stück pro Palette 72000  
Tiefe des Umkartons 398 mm  
Breite des Umkartons 398 mm  
Höhe des Umkartons 265 mm  
Volumen des Umkartons 0,042 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0021 kg  
Gewicht des Umkartons 4,71 kg  
EAN des Innenkartons 4038917087087  
EAN des Umkartons 4038917005555

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

