



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	55.460
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 16,5 ml, (LxØ): 130 x 17 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, 250 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	16,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	3500 x g

### **Maße**

Durchmesser	17 mm
Länge des Produktes	130 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polystyrol (PS)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min  
Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1000  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 250  
Stück pro Umkarton 1000  
Stück pro Palette 24000  
Tiefe des Umkartons 398 mm  
Breite des Umkartons 398 mm  
Höhe des Umkartons 415 mm  
Volumen des Umkartons 0,0657 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0086 kg  
Gewicht des Umkartons 9,35 kg  
EAN des Innenkartons 4038917081689  
EAN des Umkartons 4038917000796

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

