



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	55.461
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 14 ml, (LxØ): 119 x 15,5 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, 500 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	14 ml
Zentrifugation max (RZB)	3500 x g

### Maße

Durchmesser	15,5 mm
Länge des Produktes	119 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polystyrol (PS)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1000  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 500  
Stück pro Umkarton 1000  
Stück pro Palette 30000  
Tiefe des Umkartons 292 mm  
Breite des Umkartons 464 mm  
Höhe des Umkartons 413 mm  
Volumen des Umkartons 0,0559 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0058 kg  
Gewicht des Umkartons 6,29 kg  
EAN des Innenkartons 4038917081696  
EAN des Umkartons 4038917000802

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

