



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	55.465
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 20 ml, (LxØ): 100 x 21,5 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	20 ml
Zentrifugation max (RZB)	3500 x g

Maße

Durchmesser	21,5 mm
Länge des Produktes	100 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 500
Stück pro Palette 21000
Tiefe des Umkartons 388 mm
Breite des Umkartons 378 mm
Höhe des Umkartons 250 mm
Volumen des Umkartons 0,0367 cbm
Gewicht des Produktes 0,0081 kg
Gewicht des Umkartons 4,5 kg
EAN des Innenkartons 4038917081733
EAN des Umkartons 4038917000840

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

