



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	55.467
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 8 ml, (LxØ): 100 x 13 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, 500 Stück/Stapelpackung

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	8 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g

### **Maße**

Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	100 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polystyrol (PS)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min  
Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 2000  
Kleinste Unterverpackung Stapelverpackung  
Stück pro Innenkarton 500  
Stück pro Umkarton 2000  
Stück pro Palette 80000  
Tiefe des Innenkartons 418 mm  
Breite des Innenkartons 102 mm  
Höhe des Innenkartons 191 mm  
Tiefe des Umkartons 428 mm  
Breite des Umkartons 388 mm  
Höhe des Umkartons 225 mm  
Volumen des Umkartons 0,0374 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0041 kg  
Gewicht des Umkartons 9,04 kg  
EAN des Innenkartons 4038917081757  
EAN des Umkartons 4038917000864

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

