



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	55.467.005
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 8 ml, (LxØ): 100 x 13 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, 500 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	8 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g

### **Maße**

Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	100 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polystyrol (PS)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min  
Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 2000  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 500  
Stück pro Umkarton 2000  
Stück pro Palette 48000  
Tiefe des Umkartons 398 mm  
Breite des Umkartons 398 mm  
Höhe des Umkartons 415 mm  
Volumen des Umkartons 0,0657 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0041 kg  
Gewicht des Umkartons 9,05 kg  
EAN des Innenkartons 4038917106825  
EAN des Umkartons 4038917011570

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

