



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	55.468
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 13 ml, (LxØ): 95 x 16,8 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, 250 Stück/Stapelpackung

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	13 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g

Maße

Durchmesser	16,8 mm
Länge des Produktes	95 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Kleinste Unterverpackung Stapelverpackung
Stück pro Innenkarton 250
Stück pro Umkarton 1000
Stück pro Palette 48000
Tiefe des Innenkartons 366 mm
Breite des Innenkartons 97 mm
Höhe des Innenkartons 186 mm
Tiefe des Umkartons 388 mm
Breite des Umkartons 378 mm
Höhe des Umkartons 215 mm
Volumen des Umkartons 0,0315 cbm
Gewicht des Produktes 0,0058 kg
Gewicht des Umkartons 6,38 kg
EAN des Innenkartons 4038917081764
EAN des Umkartons 4038917000871

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

