



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	55.468.001
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 13 ml, (LxØ): 95 x 16,8 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, natur, Verschluss montiert, steril, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	Standardstopfen
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	13 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g

Maße

Durchmesser	16,8 mm
Länge des Produktes	95 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Farbe des Verschlusses	natur

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	28000
Tiefe des Umkartons	598 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	125 mm
Volumen des Umkartons	0,0298 cbm
Gewicht des Produktes	0,0069 kg
Gewicht des Umkartons	4,03 kg
EAN des Innenkartons	4038917106962
EAN des Umkartons	4038917011594

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

