



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	55.471.004
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 26 ml, (LxØ): 87 x 23,5 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, natur, Verschluss montiert, steril, 4 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	Standardstopfen
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	26 ml
Zentrifugation max (RZB)	3500 x g

Maße

Durchmesser	23,5 mm
Länge des Produktes	87 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	400
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	4
Stück pro Umkarton	400
Stück pro Palette	12800
Tiefe des Umkartons	648 mm
Breite des Umkartons	420 mm
Höhe des Umkartons	145 mm
Volumen des Umkartons	0,0395 cbm
Gewicht des Produktes	0,0091 kg
Gewicht des Umkartons	4,61 kg
EAN des Innenkartons	4038917107211
EAN des Umkartons	4038917011709

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

