



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 55.475.030  
Artikelbeschreibung Röhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, 500 Stück/Stapelpackung

### Produkteigenschaften

Graduierung nein  
Bodenform Rundboden  
Arbeitsvolumen 5 ml  
Zentrifugation max (RZB) 4000 x g

### Maße

Durchmesser 13 mm  
Länge des Produktes 75 mm

### Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)  
Farbe des Produktes transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Stapelpackung
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	112000
Tiefe des Innenkartons	416 mm
Breite des Innenkartons	77 mm
Höhe des Innenkartons	193 mm
Tiefe des Umkartons	428 mm
Breite des Umkartons	383 mm
Höhe des Umkartons	175 mm
Volumen des Umkartons	0,0287 cbm
Gewicht des Produktes	0,0031 kg
Gewicht des Umkartons	6,89 kg
EAN des Innenkartons	4038917357883
EAN des Umkartons	4038917357876

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

