



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	55.475.200
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, geeignet für Tecan Genesis, FE500, 490 Stück/Stapelpackung

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Tecan Genesis, FE500
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	5 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g

Maße

Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1960
Kleinste Unterverpackung Stapelverpackung
Stück pro Innenkarton 490
Stück pro Umkarton 1960
Stück pro Palette 109760
Tiefe des Innenkartons 405 mm
Breite des Innenkartons 77 mm
Höhe des Innenkartons 193 mm
Tiefe des Umkartons 428 mm
Breite des Umkartons 383 mm
Höhe des Umkartons 175 mm
Volumen des Umkartons 0,0287 cbm
Gewicht des Produktes 0,003 kg
Gewicht des Umkartons 6,83 kg
EAN des Innenkartons 4038917158466
EAN des Umkartons 4038917158459

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

