



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	55.475.300
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, 500 Stück/Stapelpackung

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	5 ml
Zentrifugation max (RZB)	3500 x g

### **Maße**

Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polystyrol (PS)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 500  
Kleinste Unterverpackung Stapelverpackung  
Stück pro Innenkarton 500  
Stück pro Umkarton 2000  
Stück pro Palette 120000  
Volumen des Umkartons 0,0282 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0031 kg  
Gewicht des Umkartons 6,91 kg  
EAN des Innenkartons 4038917367073  
EAN des Umkartons 4038917367066

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

